Universidade Federal do Rio Grande - FURG Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF

Roteiro de Experimento

Analise da queda de placas usando Arduíno

Breno Fiussen

Bolsista de Iniciação Científica do Grupo de Pesquisa CIEFI

1 Introdução

A queda de objetos é um fenômeno que em primeira vista, pelo menos para maioria, não é algo estimulante. Porém esse fenômeno cotidiano pode nos levar a grandes aprendizados.

Esse fenômeno ocorre devido à influência da força gravitacional da Terra. E é explicado pelas leis da física, principalmente pela lei da gravidade de Isaac Newton. Quando um objeto é solto de uma determinada altura, a força gravitacional atua sobre ele, acelerando-o em direção ao centro da Terra.

A aceleração devida à gravidade (denominada "g") é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado (m/s^2) na superfície da Terra. Isso significa que a velocidade de queda de um objeto aumenta em 9,8 m/s a cada segundo que ele cai.

Além da gravidade, outros fatores podem influenciar o movimento de queda de objetos, como a resistência do ar. Em ambientes com atmosfera, a resistência do ar pode retardar a queda de objetos, influenciando sua velocidade terminal e na aceleração resultante sobre o objeto.

Com isso iremos analisar a queda de alguns objetos com áreas e massas diferentes. Este roteiro irá te ajudar a adquirir dados sobre o movimento desses objetos em queda. usando sensor ligado a uma placa Arduíno e alguns softwares para tratamento e analise dos dados obtidos pelo sensor, placa Arduíno e um código.

2 Objetivos

- Coletar dados sobre a queda de objetos;
- organizar os dados adquiridos;
- analisar os dados;
- comparar os resultados com o que se pensava sobre o fenômeno.

3 Ajustes e Montagem

Para começar certifique-se que os softwares necessários estão instalados. Iremos precisar da IDE do Arduíno, também usaremos o Software Processing.

A IDE será usada para inserir o código, que irá ler o sensor, no Arduíno, o Pocessing servira para criar um arquivo .txt, onde os dados coletados pelo sensor serão salvos. Podemos usar vários softwares para organizar e tratar esses dados, eu sugiro que tratem os dados usando o Excel, se a maquina que

você está usando não tem esse recurso instalado, faça o login com uma conta Microsoft clicando aqui, os recursos que iremos usar são gratuitos no pacote Microsoft 365 online.

Temos duas opções de sensores para nos fornecer dados sobre a queda de objetos. O primeiro é um sensor laser, ele dispara um feixe de luz que é refletido pelo objeto e volta ao sensor, usando o tempo que esse raio de luz leva para sair e voltar ao sensor para calcular a distancia entre o sensor e o obstaculo. O segundo sensor é o Ultrassônico HC-SR04, o principio usado para medição é o mesmo do anterior, porem agora o que é emitido e capturado são ondas mecânicas.

A montagem e os ajustes iram acontecer em alguns momentos que seguem abaixo:

- No computado;
 - Instalação de bibliotecas se necessárias 3.1.1;
 - aquisição e colagem do código para o sensor usado 3.1.1 E 3.1.2;
 - ajustando o Processing 3.2.
- Do computado para Placa Arduíno;
 - Envio do código para a placa Arduíno 3.1.3.
- Montagem do Eletrônica 3.3;
 - Montagem para sensor laser 3.3.1;
 - montagem para sensor ultra 3.3.2.
- teste 3.4;
- coleta de dados 4.

3.1 Na IDE do Arduíno

Nesta seção iremos fazer os ajustes necessárias na IDE Arduíno, cada sensor tem seu próprio código e bibliotecas que estão dispostos nas próximas subseções.

3.1.1 Sensor Laser VL53LXX

Para usar o sensor Laser como meio de aquisição de dados, abra a IDE Arduíno e aperte "Ctrl + N"isso criara um novo esboço. Instale a biblioteca "VL53L0X by pololu" seguindo o passo a passo na Figura 1.




Figura 1: Passo a passo: Instalação de biblioteca.

Assim que a biblioteca for instalada cole o código disponível aqui na IDE, verifique se a placa "Arduíno UNO" está selecionada em um campo ao lado esquerdo superior. Em seguida clique em verificar, para ter certeza que está tudo certo.

3.1.2 Sensor Ultrassônico HC-SR04

Para usar o sensor Ultra como meio de aquisição de dados, abra a IDE Arduíno e aperte "Ctrl + N"isso criara um novo esboço, clique aqui e copie o código, cole na IDE. Verifique se a placa "Arduíno UNO" está selecionada em

um campo ao lado esquerdo superior. Em seguida clique em verificar, para ter certeza que está tudo certo.

3.1.3 Enviando o código

Com a placa Arduíno conectada ao seu computador, na IDE clique para enviar o código.

3.2 No Processing

Abra o Processing, clique aqui e copie o código, cole o código no Processing. Aperte "Ctrl + S"para salvar o codigo, isso abrirá uma janela nela escolha onde salvar, salve em um lugar acessível, a "Área de Trabalho" é uma boa opção.

3.2.1 Cuidado com o Processing

Na linha 6, fique atento ao número entre [] ele deve ser o mesmo da porta serial, geralmente 0 ou 1. Isso só sera verificado quando tudo estiver sendo testado, passo indicado na Subseção 3.4

O código no Processing reescreve no mesmo documento toda vez que o código é inicializado, então cuidado para não perder uma coleta que seja importante, para evitar isso você pode renomear a linha 8 do código, toda vez que for executa-lo, isso criara um novo arquivo toda vez.

3.3 Montagem eletrônica

A montagem eletrônica, assim como os ajustes na IDE, são diferentes para sensor. As subseções 3.3.1 e 3.3.2 comportam a montagem para cada sensor.

3.3.1 Sensor Laser

Siga o esquema na Figura 2 para conectar o sensor ao Arduíno, tomando cuidado com a alimentação e conectar os pinos de comunicação corretamente, um erro nesse momento pode causar o mal funcionamento do sensor.




Figura 2: Circuito sensor laser e Arduíno

3.3.2 Sensor Ultra

Siga o esquema na Figura 3 para conectar o sensor ao Arduíno, tomando cuidado com a alimentação e conectar os pinos de comunicação corretamente, um erro nesse momento pode causar o mal funcionamento do sensor.

Neste caso as confecções para o pino Trig e Echo podem ser alteradas, apenas lembre-se de fazer a alteração respectiva no codigo.




Figura 3: Circuito sensor Ultrassônico e Arduíno

3.4 Hora do teste

Com todos os passos anteriores feitos e o Arduíno conectado ao computador, abra a IDE Arduíno e nela abra o monitor serial, verificando se o sensor está fazendo a leitura corretamente. No Monitor Serial deve aparecer uma coluna com tempo em segundo (s) e na outra a distancia do sensor ao obstaculo em milímetros (mm). Feche o Monitor Serial e abra o código do Processing. Execute o código, abrirá uma pequena janela ela indica que os dados que estarião sendo mostrados no monitor serial da IDE estão sendo salvos em um documento .txt.

4 Coletando os dados

Abra o documento .txt que o Processing gerou na pasta que você criou ao salvar na subseção 3.2, copie o conteúdo que é interessante para a analise do fenômeno e cole no gerenciador que escolheu (Excel é uma opção). Por padrão, ao colar esse conteúdo no Excel, O tempo estará com ponto (.) e toda as informações estarão em apenas uma coluna. Para trocar ponto por

virgula (,), aperte "Ctrl + U"e substitua o ponto por virgula para tudo, em seguida selecione os dados colados e na aba "dados" clique na opção "Texto para colunas", esse botão ira separar os dados. Agora você pode tratar esses dados.

5 Executando o experimento

- Com o Arduíno conectado ao computador abra o Processing; (CERTIFIQUE-SE QUE O MONITOR SERIAL DA IDE DO ARDUINO ESTÁ FE-CHADO)
- 2. execute o código no Processing;
- 3. posicione o objeto abaixo do sensor;
- 4. solte o objeto, tomando cuidado para não causar um desvio na sua trajetória;
- 5. quando o objeto chegar ao solo aguarde alguns instantes;
- 6. clique na pequena janela que o Processing abriu e aperte qualquer tecla; (Isso interrompera o código, salvando o arquivo .txt)
- 7. faça a seção 4;
- 8. repita o processo para todos objetos.

6 Resultados e discussões

Discuta os resultados e o processo de montagem do experimento. Lembrese que o registro é um ótimo amigo, então não esqueça de escrever pontos que achar importante durante o processo.